

# 产品说明书

**品名：NP-40 裂解液**

**英文名：NP-40 Lysis Buffer**

**货号：YSD0102      规格：100mL**

## ➤产品特点：

NP-40 裂解液(NP-40 Lysis Buffer)是一种比较温和的细胞组织裂解液。NP-40 裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的 PAGE、Western、免疫沉淀(immunoprecipitation, IP)、免疫共沉淀(co-IP)和 ELISA 等。裂解获得的蛋白可用 BCA 蛋白定量试剂盒(七纯生物, YSD-500T)进行蛋白浓度测定。

本品不含有酶抑制剂,使用时,需添加 1% PMSF 或者蛋白酶抑制剂混合液(100X)(七纯生物, PYT003)用于蛋白酶抑制,若检测指标涉及磷酸化蛋白,还需添加磷酸酶抑制剂混合液(100X)(七纯生物, PYT004)用于蛋白样品中磷酸酶抑制。

## ➤操作步骤：

### 1. 细胞样本裂解：

取适量 NP-40 裂解液,在使用前加入 1%PMSF (PMSF 的终浓度为 1mM)

贴壁细胞: 去除培养液,用 PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍(如果血清中的蛋白没有干扰,可以不洗)。按照 6 孔板每孔加入 200 微升裂解液的比例加入裂解液。用枪吹打数下,使裂解液和细胞充分接触。通常裂解液接触细胞 1-2 秒后,细胞就会被裂解。

悬浮细胞: 离心收集细胞, VOTEX 震荡几秒。按照 6 孔板每孔细胞加入 200 微升裂解液的比例加入裂解液。再用手轻弹以充分裂解细胞。充分裂解后应没有明显的细胞沉淀。如果细胞量较多,则分装成 50-100 万细胞/管,然后再裂解。

### 2. 组织样本裂解：

将组织剪成小碎块,取适量 NP-40 裂解液,在使用前加入 1%PMSF (PMSF 的终浓度为 1mM)。按照每 20mg 组织加入 200ul 裂解液。(若为不易裂解的组织可酌情多添加裂解液)

利用研磨器或者超声波裂解组织细胞。充分裂解后,按照 10000-14000g 离心,取上清,进行后续的 PAGE、Western 和免疫沉淀 等操作。

### 3. 细菌或酵母：

对于 1ml 菌液或酵母液,离心去上清,如果有必要可以使用 PBS 洗涤一次,充分去除液体后,轻轻 vortex 或者弹击管底以把细菌或酵母尽量弹散。加入 100-200 微升裂解液,轻轻 vortex 或者弹击管底以混匀,冰上裂解 2-10min。如果希望获得更好的裂解效果,使用本裂解液进行裂解时,需要单独加入溶菌酶和破壁酶(Lyticase)消化或

# Yoche

Better & Faster

上海七纯生物科技有限公司

者超声破碎。

## ➤操作步骤:

保存: 4℃, 运输: 4℃或 RT, 有效期: 24 个月

## ➤注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、本产品仅供科研。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。