

产品说明书

品名：TBST (PH7.4) 缓冲液 10×

货号：YSD0500 规格：500mL

产品信息：

七纯生物 TBST 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液，主要用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的物质。由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件，Tween-20 作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。

使用方法：

本产品为 10×浓缩液，需要稀释成 1×工作液后使用。

1×TBST 缓冲液配制：

量取 100ml 10×TBST 缓冲液，加入 900ml 去离子水定容至 1L，充分混匀。
稀释成 1X 工作液的 TBST，pH 为 7.4。

保存条件：

室温（RT）运输，2-8 度保存，有效期 24 个月。

使用注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

For Laboratory Research Use Only